

SungDo

Тренажеры для восстановления
движения конечностей



Активная механотерапия
конечностей



Активно-пассивная механотерапия
конечностей

Тренажеры для активной разработки конечностей

SE-1000



SE-1000 предназначен для активного восстановления **верхних и нижних** конечностей после повреждений спинного мозга, инсультов, рассеянного склероза, путем выполнения физических упражнений и широкого спектра укрепляющих тренировок.

Преимущества SE-1000

Аппарат удобен в использовании, обеспечивает распределенную нагрузку для общего баланса упражнения. Уровень нагрузки регулируется от 1 до 8. Имеются поддерживающие ремни для голени. Эргономичный дисплей.

Масса-габаритные характеристики

Габариты: 560x1000x1290 мм
Вес: 45 кг

SE-1000P



SE-1000P - комбинированный медицинский тренажер для для активного восстановления **верхних и нижних** конечностей у **детей** путем выполнения физических упражнений и широкого спектра укрепляющих тренировок.

Преимущества SE-1000P

Аппарат удобен в использовании, обеспечивает распределенную нагрузку для общего баланса упражнения. Уровень нагрузки регулируется от 1 до 8. Имеются поддерживающие ремни для голени. Эргономичный дисплей.

Масса-габаритные характеристики

Габариты: 970x570x1150 мм
Вес: 48 кг

Тренажеры для активно-пассивной разработки конечностей

SP-1000



SP-1000 - комбинированный медицинский активно-пассивный тренажер для восстановления **верхних и нижних** конечностей.

Преимущества SP-1000

Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. Отображает скорость, время тренировки, направление вращения, резистивные уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; Спазм контроль; LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на русском языке.

Масса-габаритные характеристики

Размеры дисплея: 220x227x47 мм
Габариты: 590x810x1080 мм
Вес: 50 кг

Тренажеры для активно-пассивной разработки конечностей

SP-2000 - активно-пассивный тренажер для восстановления **нижних** конечностей.

Преимущества SP-2000

Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. Отображает скорость, время тренировки, направление вращения, резистивные уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; Спазм контроль; LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на русском языке.

Масса-габаритные характеристики

Размеры дисплея: 220x227x47 мм

Габариты: 590x810x1080 мм

Вес: 50 кг



SP-2000

SP-3000 - активно-пассивный тренажер для восстановления **верхних** конечностей.

Преимущества SP-3000

Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. Отображает скорость, время тренировки, направление вращения, резистивные уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; Спазм контроль; LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на русском языке.

Масса-габаритные характеристики

Размеры дисплея: 220x227x47 мм

Габариты: 590x810x1080 мм

Вес: 50 кг



SP-3000

SP-1000P - комбинированный медицинский активно-пассивный тренажер для восстановления **верхних и нижних** конечностей у **детей**.

Преимущества SP-1000P

Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. Отображает скорость, время тренировки, направление вращения, резистивные уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; Спазм контроль; LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на русском языке.

Масса-габаритные характеристики

Размеры дисплея: 220x227x47 мм

Габариты: 590x810x1080 мм

Вес: 50 кг



SP-1000P



REXAMED

ВАШ НАВИГАТОР В СФЕРЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

REXAMED.RU

ООО «Хелси Ворлд» Россия, г. Санкт-Петербург | +7 812 385-74-01
e-mail: info@rexamed.ru