ADVANCED RECOVERY FOR ATHLETES

BY CR7



# СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

## ЧТОБЫ ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ

# ДЛЯ СПОРТА

ОБОРУДОВАНИЕ БРЕНДА AVA BY CR7 РАЗРАБОТАНО ПРИ УЧАСТИИ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ И КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ.

АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СПОРТЕ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И УСКОРЕНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



RM REXAMED

Приобретая оборудование бренда AVA у официального дистрибьютора в России — компании **REXAMED**, вы получаете надёжную профессиональную технику, созданную для ежедневных нагрузок и длительной автономной работы.

"Объединяя науку, инновации и дизайн, мы создаём оборудование, которое меняет подход спортсменов к заботе о своём теле.

Наша миссия — предоставлять решения, которые не только повышают эффективность восстановления, но и выводят опыт и результаты спортсменов на новый уровень.




# СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОГ

# CRYO SPORT BY CR7

## КРИОТЕРАПИЯ + ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ НОГ

**CRYO SPORT BY CR7** — ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ КРИОКОМПРЕССИИ, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТ ЛОКАЛЬНУЮ КРИОТЕРАПИЮ И УПРАВЛЯЕМУЮ ПНЕВМОКОМПРЕССИЮ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО УМЕНЬШАТЬ ОТЕК КОНЕЧНОСТЕЙ, УСТАЛОСТЬ И ДИСКОМФОРТ В МЫШЦАХ.

### ЧТО ТАКОЕ КРИОКОМПРЕССИЯ

**CRYO SPORT** охлаждает мышцы и суставы с помощью ледяной воды (1–2 °C), которая циркулирует по манжетам анатомической формы, и одновременно создает компрессию до 75 мм рт. ст. Аппарат функционирует от аккумулятора (3 часа автономности) и позволяет проводить сеансы на выезде.

**В комплекте идут несколько видов манжет:**

- ✓ Манжета, регулируемая под икру, бедро или руку;
- ✓ Манжета на голеностоп или локоть;
- ✓ 2 манжеты на всю длину ноги.











### ПОЛЬЗА КРИОКОМПРЕССИИ В СПОРТЕ

Сочетание локального охлаждения и компрессии помогает уменьшить мышечную усталость и отечность после интенсивных физических нагрузок, поддерживая процесс восстановления. Криокомпрессия также может применяться в первые 72 часа после спортивных травм и повреждений.

## ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Дискомфорт в мышцах;
- ✓ Отёчность после ушиба или растяжения;
- ✓ Гематомы;
- ✓ Перенапряжение связок и сухожилий.







## ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД РАЗДЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ХОЛОДА И КОМПРЕССИИ

- ✓ **Повышение результативности:** быстрое восстановление спортсменов позволяет проводить более интенсивные и длительные тренировки.
- ✓ **Профилактика:** снижается риск повреждений мышц и суставов.
- ✓ **Улучшение подвижности суставов:** движения становятся более свободными и плавными.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

**Вес:** 14 кг

**Аккумулятор:** 3 часа автономной работы, зарядка 4 часа

**Резервуар:** 3,5 л с двойной теплоизоляцией

**Диапазон компрессии:** 0/ 25/ 50/ 75 мм рт. ст., непрерывный или прерывистый цикл

**Подача воды:** 3 режима (низкий, средний, высокий)

**Шланги:** одинарный и двойной соединители




ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# AVABOOTS 5.0 BY CR7

## ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ НОГ

**AVABOOTS 5.0 BY CR7** — ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ КОМПРЕССИОННОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ НОГ С 4 НЕЗАВИСИМЫМИ КАМЕРАМИ, КОТОРЫЕ ИМИТИРУЮТ ГЛУБОКИЙ МАССАЖ СТОП, ИКР И БЕДЕР.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ AVABOOTS 5.0

Программная система пневматической компрессии создает постоянное последовательное давление на мышечные ткани подобно лимфодренажу.




**Пневмокомпрессионные манжеты** для ног оснащены 4 камерами, которые последовательно наполняются воздухом и создают ритмичную компрессию тканей. Такой пневматический массаж способствует улучшению кровообращения, помогает уменьшить ощущение тяжести и мышечной усталости после физических нагрузок. В результате ноги ощущаются более легкими и расслабленными, что делает процедуру комфортной частью восстановления спортсмена.






### ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Дискомфорт и усталость после интенсивных тренировок;
- ✓ Чувство тяжести, отеки ног после длительного стояния или бега;
- ✓ Снижение выносливости.

## ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ АППАРАТОВ ПРЕССОТЕРАПИИ

Клинические аппараты прессотерапии предназначены для стационарной работы в кабинете физиотерапии: они требуют подключения к сети, имеют проводные манжеты и фиксированные программы.

**AVABOOTS 5.0** — спортивная модель, ориентированная на мобильность и самостоятельное использование. Устройство полностью беспроводное, легко управляется через приложение и позволяет проводить прессотерапию спортсменов на выезде.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Комплектация:**1 пара беспроводных сапог, зарядное устройство, рюкзак для переноски, руководство по эксплуатации

**Управление:** Bluetooth через приложение (iOS и Android)


**Режимы массажа:** 3 программы

**Камеры:** 4 компрессионные камеры на каждую манжету

**Диапазон давления:** от 70 до 185 мм рт. ст.

**Питание:** аккумулятор, около 3 часов работы

## РАЗМЕРНАЯ СЕТКА




ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# LED BOOTS BY CR7

## ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ НОГ + КРАСНЫЙ/ИК СВЕТ

**LED BOOTS BY CR7** — КОМПРЕССИОННЫЙ БОТИНОК С ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРЕССОТЕРАПИЮ И СВЕТОТЕРАПИЮ.




### ЧТО ТАКОЕ КОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ С ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЕЙ

Прессотерапия с фотобиомодуляцией — метод, сочетающий механическую пневмокомпрессию и воздействие терапевтического света на ткани.

Фотобиомодуляция — процесс, при котором фотоны красного света и ближнего инфракрасного поглощаются митохондриями клеток, стимулируя выработку АТФ — основного источника энергии.

Такое сочетание дает комплексный эффект, недостижимый при раздельном применении.

### КАК РАБОТАЮТ LED BOOTS: СИНЕРГИЯ ДВУХ МЕТОДИК

В компрессионном ботинке с LED-терапией используются два спектра: красный свет 660 нм проникает в поверхностные слои, стимулирует фибробласты и синтез коллагена; ближний инфракрасный свет 850 нм достигает мышц и суставов, воздействует на сосуды и кровообращение.

Пневмокомпрессия плотно прижимает ботинок к ноге, поэтому излучатели остаются у кожи и свет распределяется по всей поверхности.



## ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Напряжение и усталость после интенсивных тренировок;
- ✓ Мелкие повреждения связок и сухожилий;
- ✓ Постоянные отёки и тяжесть в ногах;
- ✓ Дискомфорт в суставах и окружающих тканях.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Комплектация:** 1 манжета для ног, зарядное устройство, кейс, инструкция

**Мощность излучателя:** 30 мВт (каждый спектр)

**Общая мощность:** 31,68 Вт

**Режимы массажа:** 1, с автоматическим прекращением подачи воздуха при плотном прилегании

**Управление:** с пульта управления на манжете

**Питание:** от сети

**Вес манжеты:** 2,8 кг

## ОТЛИЧИЕ ОТ СТАНДАРТНЫХ КОМПРЕССИОННЫХ БОТИНОК

Стандартные компрессионные ботинки обеспечивают только пневмомассаж и лимфодренаж.

**LED BOOTS** добавляет фотобио-модуляцию, которая напрямую воздействует на митохондрии, ускоряя синтез АТФ и восстановление.




## РЕЗУЛЬТАТ

Метод помогает спортсмену быстрее вернуться к полноценным тренировкам. Аппарат снимает отёчность и покраснение, снижает дискомфорт в мышцах и суставах после интенсивных нагрузок, а также улучшает кровоснабжение — рабочие мышцы активнее насыщаются кислородом и получают необходимое питание. В результате восстанавливается гибкость и снижается риск повторных повреждений.

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**



# ПЕРКУССИОННЫЕ МАССАЖЕРЫ

# PRO PHYSIO PRO MAX BY CR7

## ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ

**PRO PHYSIO PRO MAX BY CR7** — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЁР С ПОВОРОТНОЙ ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БОЛЬШОМ СПОРТЕ.



### ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Профессиональный массажер для мышц спроектирован для ежедневной работы в условиях спортивных учреждений. Массажный пистолет сохраняет стабильную мощность при 10-15 сеансах в день, позволяет работать с триггерными точками, фасциальными спайками и глубокими мышечными слоями без риска поломки или потери ударной силы.

### ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ МОДЕЛЕЙ

**PRO PHYSIO PRO MAX** — это профессиональный инструмент, который сочетает высокую мощность, точную настройку и тихую работу.

**Амплитуда 12 мм** обеспечивает глубокое миофасциальное расслабление.

**Поворотный механизм с 5 положениями** позволяет настроить угол головки в диапазоне 0–90°, чтобы качественно проработать даже труднодоступные зоны.

Массажер создан для тех, кто серьёзно относится к восстановлению: он глубоко прорабатывает нужные зоны, помогает снять напряжение и улучшить кровообращение.



## ПОЛЬЗА ПЕРКУССИОННОГО МАССАЖА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ



В профессиональном спорте аппарат для глубокого перкуссионного массажа используется для подготовки мышц перед стартом и для восстановления после финиша.

Массаж стимулирует кровообращение, улучшает оксигенацию тканей, что ускоряет выведение лактата и снижает мышечную жесткость.

## ПОКАЗАНИЯ:

- ✓ Мышечное напряжение и триггерные точки;
- ✓ Дискомфорт в мышцах после тренировки;
- ✓ Восстановление после повреждений и затяжных нагрузок.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Частота ударов:** до 3600 уд/мин

**Амплитуда:** 12 мм

**Мощность:** 25 Вт

**Режимы:** 5 уровней интенсивности

**Регулируемая головка:** 5 положений, 0–90°

**Сменные насадки:** 6 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# MINI GUN BY CR7

## ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ

**MINI GUN BY CR7** — НЕБОЛЬШОЙ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЁР, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ БЫСТРОГО МЫШЕЧНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ И УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК. КОМПАКТНЫЙ КОРПУС И ДВИГАТЕЛЬ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И ДАЖЕ В ПУТЕШЕСТВИИ.

### ОТЛИЧИЕ MINI GUN ОТ PRO PHYSIO PRO MAX

Профессиональная линейка **PRO PHYSIO** разработана для специалистов и рассчитана на многочасовую ежедневную работу.

Небольшой массажер **MINI GUN** весит всего 477 грамм — это компактная версия для индивидуального использования, которую удобно брать в поездки и на тренировки.






### МОЩНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

Устройство не занимает много места в сумке, но выдаёт ударную силу, достаточную для проработки основных мышечных групп. Компактный ударный массажёр оснащен бесщёточным двигателем с высоким крутящим моментом — он сохраняет стабильную амплитуду и частоту ударов даже при сильном нажатии, несмотря на небольшие размеры.

Несколько скоростных режимов и 5 сменных насадок позволяют настраивать интенсивность под конкретную зону.

## ПОКАЗАНИЯ И ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Мышечный дискомфорт после тренировки;
- ✓ Триггерные точки в икрах, бедрах, ягодицах;
- ✓ Усталость и тяжесть в ногах после длительной ходьбы;
- ✓ Стрессовое напряжение в воротниковой зоне.

Перкуссионный массажёр эффективен для восстановления после фитнеса, кроссфита, бега или велоспорта. Он подходит для работы с мелкими мышцами предплечья, стопы и для разогрева перед тренировкой.









## ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Выберите насадку под нужную группу мышц.
2. Выберите один из пяти уровней интенсивности.
3. Регулируйте интенсивность во время массажа.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Вес:** 477 г

**Размер:** 145 × 89 × 47 мм

**Уровни интенсивности:** 5

**Амплитуда:** 8 мм

**Скорость:** 1800–3000 уд/мин

**Насадки:** 5 шт.




# МАССАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ


# DEEP LIGHT BY CR7

## КРАСНЫЙ + ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ

**DEEP LIGHT BY CR7** — ИНФРАКРАСНЫЙ LED-АППЛИКАТОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ, УМЕНЬШЕНИЯ ДИСКОМФОРТА В МЫШЦАХ И ОТЁКА БЕЗ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

### ЧТО ТАКОЕ ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЯ

**Фотобиомодуляция** — метод, при котором ткани облучаются светом красного и ближнего инфракрасного диапазона. Фотоны проникают через кожу и поглощаются митохондриями клеток — внутриклеточными «электростанциями».





### ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Универсальный аппликатор для мышц, суставов, связок.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВОЛН ДЛИНОЙ 660 НМ И 850 НМ

**DEEP LIGHT BY CR7** использует два взаимодополняющих спектра.

Красный свет 660 нм проникает на глубину до 8–10 мм, воздействуя на кожу, поверхностные сосуды и окончания нервов. Этот диапазон применяют для снятия местных отёков, покраснений и дискомфорта.

Ближний инфракрасный свет 850 нм проникает глубже — до 30–40 мм, проходя через мышечную ткань и капсулы суставов. Такой спектр используют при скованности суставов, глубоком мышечном напряжении и повреждениях связок.


Комбинация 660 нм и 850 нм позволяет воздействовать одновременно на поверхностные и глубинные структуры.

Терапия красным светом аппликатором 660нм 850нм имеет регулируемую интенсивность и время экспозиции, что дает возможность персонализировать протокол.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Мышечная усталость и напряжение (в том числе после интенсивных тренировок и при локальных мышечных спазмах).
- ✓ Дискомфорт в связках и сухожилиях при движении.
- ✓ Восстановление после повреждений (синяки, растяжения, отёки в месте повреждения).
- ✓ Скованность и дискомфорт в суставах (хруст, неприятные ощущения при сгибании).
- ✓ Ограничение подвижности (суставы и мышцы с трудом сгибаются и разгибаются в полную амплитуду).

Применение **DEEP LIGHT** в спорте позволяет ускорить восстановление между интенсивными нагрузками и подготовить ткани к тренировке.




## РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ Свет проникает в ткани и усиливает выработку энергии в клетках, что поддерживает физическую выносливость.
- ✓ Усиливается микроциркуляция в зоне воздействия, и ткани лучше насыщаются кислородом.
- ✓ Ускоряется восстановление после нагрузки и снижается ощущение усталости.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Комплектация:** зарядная станция, 4 LED-кластера, 2 анатомических ремешка (вертикальный и горизонтальный), 4 фиксирующих ремня, ударопрочный кейс

**Длина волны:** 660 нм / 850 нм

**Тип излучателей:**
LED мощностью 150 мВт

**Частота:** 50–60 Гц

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# WARM PRO BY CR7

## ВИБРАЦИЯ + ТЕПЛО

**WARM PRO BY CR7** — АППЛИКАТОР ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ, СОЧЕТАЮЩИЙ РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ И РЕГУЛИРУЕМУЮ ВИБРАЦИЮ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ БЕЗ ПЕРЕГРЕВА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ЛЁГКИЙ И ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЯС ДЛЯ СПИНЫ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА, В СПОРТЗАЛЕ ИЛИ В ПОЕЗДКАХ.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВИБРОТЕРАПИИ И ТЕПЛОТЕРАПИИ

**Вибромассажный пояс с нагревом** работает на 3 уровнях температуры (45, 50 и 55 °C) и 3 режимах вибрации.

Тепло способствует расширению сосудов, поддерживая доставку кислорода и питательных веществ к мышцам. Вибрация дополняет согревающий эффект, способствуя глубокому мышечному расслаблению и уменьшению накопившегося дискомфорта.

Массажёр помогает подготовить мышцы к физической нагрузке и ускоряет восстановление после интенсивных тренировок.

Мягкая вибрация также снимает стресс и общее напряжение, улучшая самочувствие.




### РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГУЛЯРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ✓ Мышцы меньше устают, дискомфорт после физической нагрузки снижается;
- ✓ Время на восстановление после интенсивных тренировок сокращается;
- ✓ Гибкость мышц увеличивается, что помогает лучше подготовиться к упражнениям;
- ✓ Снижается мышечное напряжение и общий уровень стресса.

## ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Дискомфорт в пояснице, вызванный усталостью, напряжением, повреждениями.
- ✓ Профилактика повреждений и ускорение восстановления после тренировок.
- ✓ Подготовка мышц к нагрузке (разогрев перед бегом, фитнесом, тяжелой атлетикой).
- ✓ Скованность и дискомфорт после длительного сидения или стояния.












## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Вес:** 1,04 кг

**Размеры:** 118 × 27 × 3,5 см

**Температура:** 45 °C/ 50 °C/ 55 °C

**Вибрация:** 3 уровня частоты

**Время автономной работы:** около 3 часов

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# ACTIN ONE BY CR7

## TENS И EMS


**ACTIN ONE BY CR7** — ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИИ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ (TENS) ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДИСКОМФОРТА И ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ (EMS) ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЦ. КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫЕЗДЕ И ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

**Несколько зон за один сеанс.**

4 независимых канала позволяют одновременно работать с несколькими группами мышц. Для каждого канала интенсивность настраивается отдельно: 144 программы, разделенные на несколько режимов, позволяют подобрать частоту, интенсивность и длительность импульсов под конкретную задачу.

В отличие от однозадачных устройств, **ACTIN ONE BY CR7** настраивается под конкретную ситуацию: характер нагрузки, уровень дискомфорта и индивидуальные особенности спортсмена. Аппарат позволяет гибко менять параметры работы в зависимости от текущего состояния и этапа восстановления.



### ДВА РЕЖИМА В ОДНОМ АППАРАТЕ

Два режима работы помогают быстрее вернуться к тренировкам и поддерживать мышцы в тонусе.

**TENS** использует низкочастотные электрические импульсы и мягко снижает дискомфорт после нагрузок и интенсивных тренировок, помогая расслабиться и восстановиться без пауз в графике.

**EMS** подает высокочастотные токи и активно включает мышцы в работу за счет ритмичных сокращений. Это позволяет поддерживать силу, улучшать амплитуду движений и сохранять форму даже в период снижения тренировочной активности.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ TENS И EMS


- ✓ Поддержание силы и выносливости в перерывах между тренировками.
- ✓ Подготовка мышц к нагрузке и поддержка восстановления после нее.
- ✓ Работа с мышечным напряжением после интенсивных тренировок.

Аппарат часто рассматривают в рамках комплексной подготовки и восстановления спортсменов.

Электростимуляция помогает поддерживать тренировочный процесс и быстрее возвращаться к привычному ритму нагрузок.








## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Комплектация:**
портативный блок, кейс, провода, инструкция, 8 самоклеящихся электродов двух размеров, аккумулятор, зарядное устройство USB

**Тип стимуляции:**
TENS (нейромодуляция)
+ EMS (миостимуляция)

**Количество программ:** 144

**Каналы:** 4 канала с независимой регулировкой амплитуды

**Размер блока:** 400 г; 16 × 10 × 3,5 см

**Автономная работа:** около 5 часов

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# INFLATABLE BUCKET

BY CR7

## ХОЛОДОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

**INFLATABLE BUCKET BY CR7** — ПОРТАТИВНАЯ ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ, КОТОРАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КРИОТЕРАПИИ И УСКОРЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЦ СПОРТСМЕНОВ. КОМПАКТНАЯ, ПРОЧНАЯ И ПРОСТАЯ В СБОРКЕ, ОНА ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА, В СПОРТЗАЛЕ ИЛИ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦЕНТРЕ.

### ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЛЕДЯНАЯ ВАННА

**Холодовое погружение** — метод криотерапии, при котором тело на короткое время помещается в холодную воду.

Метод используют для быстрого восстановления после тренировок и повреждений:

- ✓ уменьшает отёки после повреждений и нагрузок;
- ✓ снижает мышечный дискомфорт и припухлость;
- ✓ бодрит, поднимает настроение и помогает легче переносить нагрузки.




### ПРЕИМУЩЕСТВА INFLATABLE BUCKET

- ✓ В сложенном виде помещается в багажник или сумку.
- ✓ Круглая форма занимает меньше места в помещении.
- ✓ Надувается за 5–10 минут.
- ✓ Наполнение из шланга.
- ✓ Охлаждение воды льдом или чиллером (опция).
- ✓ Для использования дома, в клубе, на сборах.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

Надувная ледяная ванна объемом 360 литров изготовлена из прочного ПВХ, который выдерживает много-кратную заморозку и разморозку, а также не боится механических повреждений.

Ванна оснащена мягкими комфорт-ными краями и удобным сливным клапаном. Надувается и сдувается без специальных инструментов, что делает её удобной для выездных сборов и домашнего использования.

Для автоматической поддержки ледяной температуры можно подключить отдельный чиллер, который охлаждает воду и сохраняет заданный режим без постоянного контроля.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Размеры:**
овальная (140 x 60 x 60 см)
круглая (120 x 100 x 100 см)

**Вместимость:** до 360 литров

**Материал:** высококачественный ПВХ

**Использование:** со льдом или чиллером (не входит в комплект)

## ПРОТОКОЛЫ КРИОТЕРАПИИ В СПОРТЕ

**СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ:**
погружение в воду температурой 10–15 °C на 10–15 минут.

**МЕТОДИКА:** окунуться до пояса или до уровня груди, исключая область сердца. Новичкам рекомендуется 5 минут при 15–18 °C с последующим постепенным понижением температуры.
После погружения необходимо согреться, избегая горячего душа.

**ЧАСТОТА:** 2–3 раза в неделю после тяжелых тренировок, а также сразу после повреждений в первые 48 часов.

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# CHILLER BY CR7

## ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТОЯННО ЗАКУПАТЬ И ДОБАВЛЯТЬ ЛЁД, ОБЕСПЕЧИВАЯ ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕАНСОВ КРИОТЕРАПИИ В ЛЕДЯНОЙ ВАННЕ **INFLATABLE BUCKET BY CR7.**

### ЗАЧЕМ НУЖЕН ЧИЛЛЕР ДЛЯ ЛЕДЯНОЙ ВАННЫ

**Ледяная ванна** эффективна для быстрого восстановления после тренировок, но поддержание стабильной низкой температуры только с помощью льда — трудоёмкий процесс. Лёд быстро тает, температура нестабильна, а его покупка и хранение требуют затрат.

Чиллер позволяет автоматизировать процесс: устройство непрерывно охлаждает и циркулирует воду, поддерживая заданную температуру на протяжении всего сеанса. Система окупается за несколько месяцев регулярного использования.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Диапазон рабочих температур:**
от +2 до +15 °C

**Номинальная мощность охлаждения:**
5 кВт

**Габариты:** 630×480×435 мм

**Вес без воды/ с водой:** 43/ 52 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

# FOOT MASSAGER BY CR7

## КОМПРЕССИЯ НОГ + МАССАЖ С ПОДОГРЕВОМ

**FOOT MASSAGER BY CR7** — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ МАССАЖА НОГ И СТОП, СОЧЕТАЮЩИЙ КОМПРЕССИЮ, РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК И ПОДОГРЕВ. КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМОГАЕТ СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК, РАССЛАБИТЬ МЫШЦЫ И УЛУЧШИТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Устройство для массажа ног использует **3 методики** одновременно:

- ✓ Пневматическая компрессия мягко сжимает стопу в области подъёма и пятки, что помогает снять отёчность и ускорить восстановление после нагрузок.
- ✓ Роликовая система воздействует на активные зоны подошвы, расслабляя стопы и все тело.
- ✓ Встроенный подогрев усиливает приток крови к тканям, уменьшает напряжение в мышцах и помогает им быстрее прийти в норму.

**Равномерная пневмокомпрессия:** воздушные подушки прилегают к подъёму стопы и с двух сторон к пятке, так что давление распределяется по контуру стопы.



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Тяжесть и усталость в ногах.
- ✓ Мышечная перегрузка после тренировок.
- ✓ Отёки стоп и голеностопа.
- ✓ Дискомфорт в пятке и напряженная стопа.
- ✓ Холодные ноги (даже в тепле).
- ✓ Стресс и проблемы со сном.

## ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ МАССАЖЁРОВ ДЛЯ НОГ

Другие роликовые массажеры для стоп дают лишь поверхностное расслабление.

Главное отличие **FOOT MASSAGER BY CR7** — комбинация тепла и акупрессурного воздействия.

Это профессиональное устройство для спорта и восстановления. Аппарат выигрывает у бюджетных аналогов за счёт точной настройки интенсивности и режимов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Уровни интенсивности массажа:** 3

**Уровни компрессии:** 3

**Режим подогрева:** 1 (отключается)

**Управление:** 5 сенсорных кнопок

**Массаж акупунктурных точек:** роликовый + в технике гуаша

**Пневмомассаж:** по контуру стопы

**Частота:** 50 Гц

**Мощность:** 40 Вт








## ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА

- ✓ Акупрессурный массаж свода стопы, пальцев и пятки.
- ✓ Массаж, пневмокомпрессия и нагрев одновременно или раздельно.
- ✓ Функция подачи отрицательных ионов для дезодорации.
- ✓ Съёмный моющийся тканевый чехол.

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**


BY CR7
ADVANCED RECOVERY FOR ATHLETES
ADVANCED RECOVERY FOR ATHLETES

# АКСЕССУАРЫ




# РЮКЗАК AVA

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРАКТИЧНОЙ И КОМФОРТНОЙ ПЕРЕНОСКИ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.

# ПОЛУСФЕРА BOSU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ, КООРДИНАЦИИ, СТАБИЛЬНОСТИ И МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ.






# ЭСПАНДЕР-ЛЕНТЫ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, УЛУЧШЕНИЯ ГИБКОСТИ И ЗАБОТЫ О ТЕЛЕ.




# КРИОМАССАЖЕР ICE BALL

ШАРИКОВЫЙ РОЛИК-МАССАЖЕР ДЛЯ КРИО- И ТЕПЛОТЕРАПИИ ВЫПОЛНЕН ИЗ СТАЛИ И СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 6 ЧАСОВ.

# АКВАБЭГ

ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕДБОЛ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗНООБРАЗИТЬ ТРЕНИРОВКИ ЗА СЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ДВИЖЕНИЕМ ВОДЫ ВНУТРИ МЯЧА.



РЕЗУЛЬТАТ







ИННОВАЦИИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

REXAMED

**REXAMED** — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДА **AVA BY CRISTIANO RONALDO** В РОССИИ

Подписывайтесь на наши социальные сети

**Актуальные новости в сфере реабилитации и спортивной медицины**

info@rexamed.ru • rexamed.ru

+7 812 385-74-01

REXAMED

ADVANCED RECOVERY FOR ATHLETES

BY CR7